

- Au cabinet dentaire:**
 - Retirer la coiffe de cicatrizzazione PS, nettoyer et sécher l'intérieur de l'implant.
 - Insérer le pilier de prise d'empreinte PS, version porte-empreinte fermée, dans l'implant. On doit pouvoir sentir l'enchèvement de la tige dans les camés de l'implant.
 - Serrer la vis de maintien du pilier de prise d'empreinte PS à la main, à l'aide du tournevis à six pans.
 - Placer le capuchon de repositionnement sur le pilier de prise d'empreinte PS: on doit pouvoir sentir l'enchèvement du capuchon.
 - À la seringue, appliquer un matériau de prise d'empreinte approprié autour du pilier de prise d'empreinte PS et du capuchon de positionnement.
 - Remplir le porte-empreinte de matériau de prise d'empreinte, et l'insérer.
 - Laisser durcir le matériau de prise d'empreinte.
 - Démouler l'empreinte, le capuchon de positionnement reste dans la masse.
 - Dévisser la vis de maintien, et retirer le pilier de prise d'empreinte PS.
 - Fermer l'implant avec la coiffe de cicatrizzazione PS ou une vis de fermeture ou le pilier provisoire.
 - Remettre l'empreinte, avec le pilier de prise d'empreinte, au laboratoire dentaire.

- Au laboratoire dentaire:**
 - Avant le repositionnement dans l'empreinte, fixer le pilier de prise d'empreinte PS à l'analogue de laboratoire (on doit pouvoir sentir l'enchèvement dans les camés de l'analogue de laboratoire!) et serrer à la main la vis de maintien.
 - Couler le matériau de modelage sur l'empreinte.
 - Laisser durcir le matériau de modelage.
 - Retirer l'empreinte du modèle.
 - Dévisser les vis de maintien, et retirer le pilier de prise d'empreinte PS du modèle.

Prise d'empreinte avec le pilier de prise d'empreinte PS, version porte-empreinte ouvert

Cette méthode de prise d'empreinte nécessite un porte-empreinte individuel, avec perforations oculales. Les piliers d'empreinte PS et les vis de maintien ne doivent pas entrer en contact avec le porte-empreinte lors de la mise en bouche. Les perforations pour les vis de maintien doivent permettre un accès libre à l'aide d'un tournevis à six pans.

Avvertissement: la vis de maintien du pilier de prise d'empreinte PS, version porte-empreinte ouvert, dotée d'une position de rupture, doit être raccourcie uniquement extra-oralement et par cassure.

- Au cabinet dentaire:**
 - Retirer la coiffe de cicatrizzazione PS, nettoyer et sécher l'intérieur de l'implant.
 - Insérer le pilier de prise d'empreinte PS, version porte-empreinte ouvert, dans l'implant. On doit pouvoir sentir l'enchèvement de la tige dans les camés de l'implant.
 - Serrer la vis de maintien du pilier de prise d'empreinte PS à la main, à l'aide du tournevis à six pans.
 - Essayer le porte-empreinte individuel en bouche, pour contrôler les perforations.
 - À la seringue, appliquer un matériau de prise d'empreinte approprié autour du pilier d'empreinte PS.
 - Remplir le porte-empreinte de matériau de prise d'empreinte, et l'insérer.
 - Laisser durcir le matériau de prise d'empreinte.
 - Dévisser la vis de maintien et la tirer approximativement de la longueur du tube de guidage hors du pilier de prise d'empreinte.
 - Attention: ne pas retirer la vis!
 - Démouler l'empreinte, le pilier de prise d'empreinte PS reste dans la masse.
 - Fermer l'implant avec la coiffe de cicatrizzazione PS ou une vis de fermeture ou le pilier provisoire.
 - Remettre l'empreinte au laboratoire dentaire.

- Au laboratoire dentaire:**
 - Placer l'analogue de laboratoire sur le pilier de prise d'empreinte PS se trouvant dans l'empreinte (on doit pouvoir sentir l'enchèvement dans les camés de l'analogue de laboratoire!), et serrer la vis de maintien à la main.
 - Couler le matériau de modelage sur l'empreinte.
 - Laisser durcir le matériau de modelage.
 - Dévisser la vis de maintien du pilier de prise d'empreinte PS.
 - Retirer l'empreinte du modèle.

6.3 Insertion de la restauration prothétique

Avvertissement: utiliser uniquement des piliers pour Platform Switching (PS)!

- Retirer la coiffe de cicatrizzazione PS.
- Nettoyer et sécher méticuleusement l'intérieur de l'implant.
- Insérer un pilier PS adapté dans l'implant. Attention: s'assurer de l'assise correcte du pilier PS dans l'implant. Ne pas pincer de tissu mou entre l'implant et le pilier PS!
- Fixer la vis du pilier en appliquant le couple prescrit, à l'aide de la clé dynamométrique et d'un tournevis à six pans (voir CAMLOG Compendium).
- Après au moins 5 minutes, resserrer avec le même couple.

7 Caractéristiques techniques

Coiffe de cicatrization PS

Matériau: Ti6Al4V, anodisé

Piliers de prise d'empreinte PS, versions porte-empreinte fermé et ouvert

Matériau: Ti6Al4V, anodisé

Capuchon de repositionnement et capuchon d'enregistrement de l'occlusion

Matériau: POM

8 Autres documents

Pour de plus amples informations, consulter le dernier catalogue produit CAMLOG et les documents suivants:

- Consignes de préparation du système d'implants CAMLOG®, réf. J8000.0032
- Mode d'emploi pour composants prothétiques CAMLOG®, réf. J8000.0041
- Mode d'emploi du système d'implants CAMLOG®, réf. J8000.0001/0040
- CAMLOG Compendium 1 Surgery, réf. J8000.0027
- CAMLOG Compendium 2 Prosthetics, réf. J8000.0028

Ces documents sont disponibles auprès de votre représentant CAMLOG ou sur www.camlog.com ou www.camlog.de.

9 Explication des symboles

Les symboles sont conformes à la norme DIN EN 980. Voir au verso.

10 Contact

Voir au verso.

1	Descrizione del prodotto	Italiano
<p>1.1 Cappette di guarigione per Platform Switching</p> <p>Le cappette di guarigione per Platform Switching (PS) sono prodotte in un solo pezzo provviste di filettatura apicale. Vengono manipolate con l'ausilio di un cacciavite per viti ad esagono cavo e avvitate saldamente a mano nel foro oculale di un impianto CAMLOG®. Le cappette di guarigione PS sono disponibili nelle geometrie "cylindrical", "wide body" e "bottleneck" in diverse lunghezze e diametri, per i rispettivi diametri d'impianto CAMLOG®. Le diverse geometrie consentono un esatto adattamento anatomico del tessuto molle circostante alle cappette di guarigione PS.</p> <p>Rispetto alle cappette di guarigione tradizionali (n.° art. J20xx.xxxx), le cappette di guarigione PS presentano un diametro ridotto cervicalmente in corrispondenza della superficie di contatto con la spalla dell'impianto. Sono codificate per colore secondo il rispettivo diametro d'impianto e marcate al laser con "PS".</p>		

1.2 Transfer da impronta per Platform Switching

I transfer da impronta per Platform Switching (PS) (per porta-impronte forato e porta-impronte chiuso) sono previsti per il fissaggio su impianti CAMLOG® e analoghi da laboratorio con la rispettiva vite di ritenzione integrata. Nella zona apicale i transfer da impronta PS sono provvisti di tre camme che fungono da protezione anti-rotazione, perché si incastrano nelle scanalature presenti sull'impianto CAMLOG® e sull'analogo da laboratorio, garantendo quindi un'esatta riproduzione della posizione dell'implanto.
Rispetto ai transfer da impronta tradizionali per porta-impronte forato e chiuso (n.° art. J21xx.xxxx), i transfer da impronta PS per porta-impronte forato e chiuso presentano un diametro ridotto cervicalmente in corrispondenza della superficie di contatto con la spalla dell'impianto. Sono codificati per colore secondo il rispettivo diametro d'impianto e marcati al laser con "PS".

La vite di ritenzione del transfer da impronta PS per porta-impronte forato presenta coralmente un punto di rottura prestabilito che, in caso di spazio limitato, consente di accorciare la vite di 3,0 mm in sede extraorale avvalendosi, ad esempio, di un cacciavite per viti ad esagono cavo. Serrare saldamente a mano la vite di ritenzione sull'impianto con il cacciavite per viti ad esagono cavo.

Attenzione: La vite di ritenzione adatta per transfer da impronta PS per porta-impronte forato deve essere accorciata esclusivamente fuori dal cavo orale piegandola in corrispondenza del punto di rottura prestabilito.

Serrare saldamente a mano sull'impianto la vite di ritenzione del transfer da impronta per porta-impronte chiuso utilizzando il cacciavite per viti ad esagono cavo. Per la presa d'impronta si infila un ausilio di riposizionamento sul transfer da impronta, che va ad incastrarsi nel pilastro e rimane incorporato nel materiale da impronta quando si stacca l'impronta.

Per la registrazione del morso, al posto dell'ausilio di riposizionamento si infila nel transfer da impronta per portaimpronta chiusa la cappetta di registrazione.

2 Indicazioni

2.1 Cappette di guarigione per Platform Switching (PS)

Ad avvenuto inserimento dell'impianto, le cappette di guarigione per Platform Switching (PS) vengono avvitate sugli impianti CAMLOG®. Queste cappette servono per il condizionamento del tessuto molle peri-implantare durante la guarigione transgingivale o sommersa o come chiusura della ferita dovuta all'inserimento degli impianti. Sono esclusivamente monouso e monopaziente!

Attenzione: Le cappette di guarigione PS devono essere utilizzate esclusivamente su impianti CAMLOG® con n.° art. K10xx.xxxx!

2.2 Transfer da impronta per Platform Switching (PS)

Dopo la fase di guarigione con le cappette di guarigione PS è possibile eseguire la presa d'impronta degli impianti CAMLOG® utilizzando esclusivamente i transfer da impronta PS. I transfer da impronta PS (per porta-impronte forato e chiuso) servono per una precisa presa d'impronta della posizione dell'implanto e per trasferire l'impronta sul modello di lavoro per l'odontotecnico. A seconda della tecnica selezionata per la presa d'impronta, si utilizza il transfer da impronta PS per porta-impronte forato o il transfer da impronta PS per porta-impronte forato.

I transfer da impronta PS per porta-impronte chiuso servono anche per la registrazione del morso assieme alle rispettive cappette. I transfer da impronta PS sono esclusivamente monouso e monopaziente.

Attenzione: I transfer da impronta PS devono essere utilizzati esclusivamente per la presa d'impronta di impianti CAMLOG® con n.° art. K10xx.xxxx!

3 Controindicazioni

- Utilizzo per finalità diverse da quelle descritte nelle indicazioni.
- Riutilizzo delle cappette di guarigione PS e dei transfer da impronta PS.
- Eccessivo serraggio (ad es. con chiave dinamometrica) o avvimento meccanico eccessivo delle viti di ritenzione dei transfer da impronta PS e delle cappette di guarigione PS.
- Utilizzo dei transfer da impronta PS e delle cappette di guarigione PS con impianti/analoghi da laboratorio CAMLOG® di diametro non idoneo.

Attenzione: Se si utilizza una cappetta di guarigione per Platform Switching (con marcatura PS), nelle successive fasi di trattamento occorre utilizzare esclusivamente componenti per Platform Switching (transfer da impronta PS, abutments CAMLOG® tradizionali (senza marcatura PS) può causare lesioni alla gengiva perché le cappette di guarigione PS presentano una geometria con diametro ridotto cervicalmente in corrispondenza della superficie di contatto con la spalla dell'implanto.

4 Avvertenze di sicurezza e di natura generale per i prodotti CAMLOG®

- Una procedura impropria nella tecnica chirurgica e protesica può provocare danni all'implanto o atrofia dell'osso. Il sistema implantare CAMLOG® deve essere utilizzato esclusivamente da dentisti, medici e chirurghi esperti del sistema. L'utilizzo del sistema implantare richiede speciali conoscenze e abilità in implantologia dentale. Ogni paziente deve essere sottoposto ad un'accurata visita di controllo e ad esami radiologici, psichici e fisici, che tengano conto, oltre che dello stato dei denti, anche di eventuali deficit dei tessuti duri i molli tali da influenzare l'esito finale dell'implanto. È indispensabile la stretta collaborazione fra chirurgo, protestaista e odontotecnico per il successo dell'implanto. Il sistema implantare CAMLOG® e le relative procedure d'implanto sono state sviluppate e clinicamente testate da personale esperto. Per maggiori informazioni sulla selezione degli impianti adeguati e dei componenti protesici, nonché sulla pianificazione del trattamento e l'utilizzo di impianti CAMLOG® si rimanda alla documentazione a stampa e al sito www.camlog.com di CAMLOG Biotechnologies AG. Inoltre, CAMLOG offre regolari corsi di formazione o servizi di consulenza in materia tecnico-applicativa sui prodotti CAMLOG®. Il vostro referente locale CAMLOG sarà lieto di fornirvi la necessaria consulenza.
- Dato che l'impiego sicuro dei prodotti CAMLOG® richiede speciali conoscenze, i nostri prodotti vengono forniti esclusivamente a medici/dentisti, strutture ospedaliere, laboratori odontotecnici o su loro commissione. I prodotti non sono disponibili integralmente in tutti i paesi.
- L'impiego di componenti e strumenti di altre marche può compromettere la funzionalità e la sicurezza del sistema implantare CAMLOG®. CAMLOG non si assume alcuna prestazione di garanzia o sostituzione qualora vengano impiegati componenti di altre marche. Si raccomanda, pertanto, di utilizzare esclusivamente componenti e strumenti chirurgici, protesici e da laboratorio di CAMLOG. Tutti i componenti del sistema implantare CAMLOG® sono perfettamente coordinati fra loro e fanno parte di un sistema globale.
- Frese, strumenti e componenti di sistema sono destinati a linee d'implanto e diametri d'implanto prestabiliti. L'impiego per linee o diametri d'implanto diversi può causare l'insuccesso dei componenti di sistema, nonché danni ai tessuti o insoddisfacenti risultati estetici. Per questo motivo, per le diverse linee d'implanto CAMLOG® sono previsti rispettivi kit chirurgici con adeguati strumenti. Per selezionare gli strumenti adatti al rispettivo diametro d'implanto si prega di fare attenzione alla codifica cromatica.
- I prodotti CAMLOG® devono essere utilizzati esclusivamente in associazione agli impianti, strumenti e componenti protesici CAMLOG® nel rispetto delle raccomandazioni e istruzioni per l'uso fornite dal produttore. Per alcuni componenti chirurgici e protesici devono essere utilizzati strumenti speciali.
- Date le dimensioni ridotte del prodotto CAMLOG®, fare attenzione al rischio di deglutizione o aspirazione. L'aspirazione potrebbe causare dispnea e, nel caso più grave, soffocamento. Per questo motivo, durante l'impiego intraorale si raccomanda in linea generale di impedire l'eventuale deglutizione o aspirazione dei prodotti CAMLOG® fissandoli con un semplice filo o filo interdentale oppure utilizzando una diga in gomma.
- Per quanto riguarda le indicazioni elencate per i rispettivi prodotti, si rammenta che tutte le indicazioni non espressamente menzionate rappresentano controindicazioni.
- Garantiamo nell'ambito delle nostre condizioni di vendita e di fornitura la qualità impeccabile dei nostri prodotti. Le indicazioni su brevetti esistenti, diritti sui marchi o altri diritti di proprietà intellettuale non sono legalmente vincolanti.

5 Preparazione

5.1 Preparazione delle cappette di guarigione PS

Le cappette di guarigione PS sono confezionate sterili e devono essere conservate in luogo asciutto, protette dalle radiazioni solari e a temperatura ambiente. Prima dell'apertura, la confezione deve essere controllata per verificarne l'integrità e la data di scadenza e deve essere aperta solo subito prima dell'impiego del prodotto.

- Le cappette di guarigione PS non devono essere utilizzate se:
 - è stata superata la data di scadenza (riportata sull'etichetta);
 - la confezione è stata danneggiata prima dell'utilizzo o era già aperta.

Le cappette di guarigione PS non sterili, che non sono ancora state applicate sul paziente, possono essere ristertilizzate!

5.2 Preparazione dei transfer da impronta PS

I transfer da impronta PS vengono forniti non sterili, pertanto devono essere puliti e disinfettati prima dell'uso. Si raccomanda, prima dell'utilizzo sul paziente, di sterilizzare i transfer da impronta PS (ad eccezione dell'ausilio di riposizionamento in resina e della cappetta per la registrazione del morso). I transfer da impronta PS sono esclusivamente monouso e monopaziente!

6 Applicazione

6.1 Cappette di guarigione PS

La fase di guarigione può avvenire con modalità transgingivale (in un unico tempo) o sommersa (in due tempi). Se la guarigione avviene in modalità transgingivale (in un unico tempo), non è necessario un secondo intervento chirurgico.

Le cappette di guarigione PS vengono avvitate saldamente a mano sull'impianto con un cacciavite per viti ad esagono cavo. Le cappette di guarigione PS aderiscono al cacciavite per attrito e possono essere quindi inserite direttamente sull'impianto. Si raccomanda di adottare adeguate misure per impedire l'aspirazione delle cappette!

Guarigione sommersa
<div> <p>In caso di guarigione, sommersa occorre lasciare avvitate sull'implanto una cappetta di guarigione PS per il condizionamento dei tessuti molli per tre settimane prima di procedere alla presa d'impronta con il moncone da impronta PS. Dopo aver esposto l'impianto si rimuove la vite di chiusura e si pulisce accuratamente la configurazione interna dell'implanto.</p> <p>Durante la selezione della cappetta di guarigione PS occorre accertarsi che la codifica cromatica corrisponda con quella del rispettivo impianto. Dopo aver avvitato saldamente a mano la cappetta di guarigione PS (facendo attenzione ad un corretto posizionamento per evitare che rimanga intrappolata parte del tessuto molle), si suturano i margini dell'incisione con materiale atraumatico senza stringere eccessivamente i punti. La mucosa deve aderire ermeticamente alla cappetta di guarigione PS. Il raffreddamento serve come profilassi contro il gonfiore.</p> </div>
<div> <p>Per creare le condizioni ottimali per un'efficace guarigione dell'impianto, è opportuna una gestione conservativa dei tessuti duri e molli.</p> </div>

Le cappette di guarigione devono essere applicate fuori occlusione.

Controlli post-operatori

I controlli devono essere eseguiti a partire dal primo giorno dopo l'intervento per la durata di una settimana. Occorre fare attenzione alla densità della sutura e ad eventuali segni iniziali d'inflamazione. I punti di sutura possono essere rimossi dopo circa 7–10 giorni.

6.2 Transfer da impronta PS

La ricostruzione protesica definitiva dell'implanto può avvenire solo quando i tessuti molli sono guariti definitivamente. Prima di procedere alla ricostruzione protesica, è necessario eseguire un controllo radiografico dopo un periodo di guarigione di 6-12 settimane.

Apertura e presa d'impronta
Dopo aver rimosso la cappetta di guarigione PS occorre effettuare il trasferimento della situazione orale sul modello master mediante il transfer da impronta per Platform Switching (PS)!

La presa d'impronta può avvenire a scelta con il porta-impronte chiuso o il porta-impronte forato. I transfer da impronta per il porta-impronte chiuso vengono utilizzati unitamente ad un ausilio di riposizionamento. Tutti i componenti sono provvisti di codifica cromatica corrispondente al rispettivo diametro d'implanto. I materiali idonei per la presa d'impronta sono il silicone e il polietere.

Attenzione: Se si utilizza una cappetta di guarigione per Platform Switching (marcata PS), nelle successive fasi di trattamento occorre utilizzare esclusivamente componenti per Platform Switching (transfer da impronta PS, abutments PS)!
L'impiego di transfer da impronta e abutments CAMLOG® tradizionali (senza marcatura PS) può causare lesioni alla gengiva perché le cappette di guarigione PS presentano una geometria con il diametro ridotto cervicalmente in corrispondenza della superficie di contatto con la spalla dell'implanto.

Presa d'impronta con transfer da impronta PS per porta-impronte chiuso

Per questa tecnica possono essere utilizzati porta-impronte standard.

- Nello studio dentistico:**
 - Rimuovere la cappetta di guarigione PS, quindi pulire e asciugare la configurazione interna dell'implanto.
 - Inserire nell'impianto il transfer da impronta PS per porta-impronte chiuso, facendo attenzione che le camme si incastrino nelle scanalature dell'implanto.
 - Serrare saldamente a mano la vite di ritenzione del transfer da impronta PS con il cacciavite per viti ad esagono cavo.
 - Applicare l'ausilio di riposizionamento sul transfer da impronta PS, in modo che la cappetta si incastri correttamente.
 - Iniettare il transfer da impronta adeguato intorno al transfer da impronta PS con l'ausilio di riposizionamento sovrapposto.
 - Riempiere il porta-impronte con il materiale da impronta.
 - Lasciare indurire il materiale da impronta.
 - Rimuovere l'impronta; l'ausilio di riposizionamento rimane incorporato nell'impronta.
 - Svitare la vite di ritenzione e rimuovere il transfer da impronta PS.

- Chiedere l'impianto con la cappetta di guarigione PS o una vite di chiusura oppure con l'abutment provvisorio.
- Consegnare l'impronta, incluso il transfer da impronta, al laboratorio odontotecnico.

Nel laboratorio odontotecnico:

- Prima del riposizionamento nell'impronta, collegare il transfer da impronta PS con l'analogo da laboratorio (le camme devono incastarsi nelle scanalature dell'analogo da laboratorio!) serrando saldamente a mano la vite di ritenzione.
- Colare il materiale del modello nell'impronta.
- Lasciare indurire il materiale del modello.
- Staccare l'impronta dal modello.
- Svitare le viti di ritenzione e rimuovere il transfer da impronta PS dal modello.

Presa d'impronta con transfer da impronta PS per porta-impronte forato

Per questa tecnica devono essere utilizzati porta-impronte individuali con fori occlusali. I transfer da impronta PS e le viti di ritenzione non devono venire a contatto con il porta-impronta durante il relativo inserimento nel cavo orale. I fori per le viti di ritenzione devono garantire un libero accesso ad un cacciavite per viti ad esagono cavo.

Attenzione: La vite di ritenzione adatta per transfer da impronta PS per porta-impronte forato deve essere accorciata esclusivamente fuori dal cavo orale piegandola in corrispondenza del punto di rottura prestabilito.

- Nello studio dentistico:**
 - Rimuovere la cappetta di guarigione PS, quindi pulire e asciugare la configurazione interna dell'implanto.
 - Inserire nell'impianto il transfer da impronta PS per porta-impronte forato, facendo attenzione che le camme si incastrino nelle scanalature dell'implanto.
 - Serrare saldamente a mano la vite di ritenzione del transfer da impronta PS con il cacciavite per viti ad esagono cavo.
 - Eseguire una prova del porta-impronte individuale nel cavo orale per verificare i fori.
 - Iniettare il materiale da impronta adeguato intorno al transfer da impronta PS.
 - Riempiere il porta-impronte con il materiale da impronta.
 - Lasciare indurire il materiale da impronta.
 - Svitare la vite di ritenzione ed estrarla lungo il tubo di guida dal transfer da impronta.
 - Attenzione: non rimuovere la vite!
 - Rimuovere l'impronta; il transfer da impronta PS rimane incorporato nell'impronta.
 - Chudere l'impianto con la cappetta di guarigione PS o una vite di chiusura oppure con l'abutment provvisorio.
 - Consegnare l'impronta al laboratorio odontotecnico.

Nel laboratorio odontotecnico:

- Inserire l'analogo da laboratorio sul transfer da impronta PS che si trova nell'impronta (le camme devono incastarsi nelle scanalature dell'analogo da laboratorio!) e serrare saldamente a mano la vite di ritenzione.
- Colare il materiale del modello nell'impronta.
- Lasciare indurire il materiale del modello.
- Svitare la vite di ritenzione del transfer da impronta PS.
- Staccare l'impronta dal modello.

6.3 Inserimento della ricostruzione protesica

Attenzione: Utilizzare esclusivamente abutments per Platform Switching (PS)!

- Rimuovere la cappetta di guarigione PS.
- Pulire e asciugare accuratamente la parte interna dell'impianto.
- Inserire nell'impianto l'abutment PS adeguato. Attenzione: l'abutment deve essere posizionato correttamente sull'impianto. Fra l'impianto e l'abutment PS non devono rimanere intrappolate parti di tessuto molle!
- Serrare la vite per abutment con il torque di serraggio prestabilito utilizzando la chiave dinamometrica e un cacciavite per viti ad esagono cavo (consultare i CAMLOG Compendium).
- Dopo almeno 5 minuti riprendere il serraggio con lo stesso torque di serraggio.

7 Dati tecnici

Cappetta di guarigione PS

Matiale: Ti6Al4V, anodizzato

Transfer da impronta PS per porta-impronta chiuso e forato

Matiale: Ti6Al4V, anodizzato

Ausilio di riposizionamento e cappetta di registrazione del morso

Matiale: POM

8 Documentazione supplementare

Per maggiori informazioni si rimanda al catalogo prodotti CAMLOG aggiornato e ai seguenti documenti:

- Istruzioni il condizionamento del sistema implantare CAMLOG®, n.° art. J8000.0032
- Istruzioni per l'uso dei componenti protesici CAMLOG®, n.° art. J8000.0041
- Istruzioni per l'uso del sistema implantare CAMLOG®, n.° art. J8000.0001/0040
- CAMLOG Compendium 1 Surgery, n.° art. J8000.0027
- CAMLOG Compendium 2 Prosthetics, n.° art. J8000.0028

Questa documentazione può essere richiesta presso il referente locale CAMLOG oppure scaricata dal sito: www.camlog.com o www.camlog.de.

9 Spiegazione dei simboli

I simboli sono conformi alla norma DIN EN 980. Vedere a tergo.

10 Contattit

Vedere a tergo.

1	Descripción del producto	Español
<p>1.1 Tornillos de cicatrización para Platform Switching</p> <p>Los tornillos de cicatrización para Platform Switching (PS) son componentes de una sola pieza con una rosca apical. Se recogen con la ayuda de un destornillador hexagonal y se atornillan manualmente en el oficio ocusal de un implante CAMLOG®. Los tornillos de cicatrización PS están disponibles en las geometrías "cylindrical", "wide body" y "bottleneck" en diferentes longitudes y diámetros para su empleo con los diferentes diámetros de implante CAMLOG®. Las diferentes geometrías permiten adaptar de forma individual y exacta el tejido blando circundante al tornillo de cicatrización PS.</p> <p>En comparación con los tornillos de cicatrización habituales (con n.º de art. J20xx.xxxx), el diámetro de los tornillos de cicatrización PS está rebajado cervicalmente en la zona hacia la superficie de contacto del hombro del implante. Los tornillos de cicatrización PS están codificados con color según el diámetro del implante y presentan la inscripción "PS" marcada con láser.</p>		

1.2 Casquillo de impresión para Platform Switching

Los casquillos de impresión para Platform Switching (PS), cubeta abierta y cubeta cerrada, están provistos de un tornillo de sujeción para su fijación en los implantes y en los implantes de laboratorio CAMLOG®. Los casquillos de impresión PS poseen un sistema antirrotatorio en la zona apical formado por tres resaltes que se encajan en las ranuras del implante y del implante de laboratorio CAMLOG® garantizando así una reproducción perfecta de la posición del implante.

En comparación con los casquillos de cicatrización habituales, cubeta abierta y cubeta cerrada (con n.º de art. J20xx.xxxx), el diámetro de los casquillos de cicatrización PS, cubeta abierta y cubeta cerrada, está rebajado cervicalmente hacia la superficie de contacto del hombro del implante. Los casquillos de cicatrización PS están codificados con color según el diámetro del implante y presentan la inscripción "PS" marcada con láser.

El tornillo de sujeción del casquillo de impresión PS, cubeta abierta, presenta en coronal un punto de rotura controlada que permite acortarlo extraoralmente 3,0 mm con un destornillador hexagonal en caso de situaciones donde el espacio es limitado. El tornillo de sujeción se aprieta manualmente en el implante con un destornillador hexagonal.

Advertencia: El tornillo de sujeción con punto de rotura controlada para el casquillo de impresión PS, cubeta abierta, sólo puede acortarse extraoralmente doblándolo.

El tornillo de sujeción del casquillo de impresión PS, cubeta cerrada, se aprieta manualmente en el implante con un destornillador hexagonal. Para realizar la impresión se coloca una cápsula de impresión en el casquillo de impresión. La cápsula se queda encajada en el pilar y permanece en el material de impresión después de retirar la impresión. Para el registro de la mordida se coloca una cápsula de registro de la mordida en el casquillo de impresión, cubeta cerrada, en vez de la cápsula de impresión.

2 Indicaciones

2.1 Tornillos de cicatrización para Platform Switching (PS)

Los tornillos de cicatrización para Platform Switching (PS) se atornillan en los implantes CAMLOG® después de la implantación. Estos tornillos se emplean para modelar el tejido blando perimplantario durante la cicatrización transgingival o subgingival y/o como cierre de la herida de los implantes. Sólo pueden emplearse una vez en un único paciente.

Advertencia: ¡Los tornillos de cicatrización PS sólo pueden emplearse con los implantes CAMLOG® n.º de art. K10xx.xxxx!

2.2 Casquillos de impresión para Platform Switching (PS)

Después de la fase de cicatrización con los tornillos de cicatrización PS, la impresión de los implantes CAMLOG® sólo puede realizarse con los casquillos de impresión PS. Los casquillos de impresión PS, cubeta abierta y cerrada, se emplean para la toma de impresión exacta de la posición del implante y para su transferencia a un modelo de trabajo para el protésico dental. La toma de impresión se realiza conforme al método de impresión seleccionado, es decir, con el casquillo de impresión PS, cubeta cerrada, o con el casquillo de impresión PS, cubeta abierta.

Los casquillos de impresión, cubeta cerrada, también se pueden emplear para el registro de la mordida con las cápsulas previstas para ello. Los casquillos de impresión PS sólo pueden emplearse una vez en un único paciente.

Advertencia: ¡Los casquillos de impresión PS sólo pueden emplearse para la impresión de los implantes CAMLOG® con n.º de art. K10xx.xxxx!

3 Contraindicaciones

- Cualquier uso con un fin diferente al descrito en las indicaciones.
- La reutilización de los tornillos de cicatrización PS y de los casquillos de impresión PS.
- Un apriete excesivo (p.ej. con una llave de caraca dinamométrica) y un atornillado mecánico de los tornillos de sujeción de los casquillos de impresión PS y los tornillos de cicatrización PS.
- El uso de los casquillos de impresión PS y de los tornillos de cicatrización PS con implantes/implantes de laboratorio CAMLOG® con un diámetro no adecuado.

Advertencia: ¡Si se ha empleado un tornillo de cicatrización para Platform Switching (identificado con PS), en el tratamiento posterior deberán usarse exclusivamente componentes para Platform Switching (tornillos de cicatrización PS, pilares PS)!
El uso de casquillos de cicatrización y de pilares habituales CAMLOG® (sin la identificación PS) puede producir lesiones en la encía, debido a la geometría del tornillo de cicatrización PS, reducida cervicalmente en su diámetro en la zona orientada hacia la superficie de contacto del hombro del implante.

4 Indicaciones generales de seguridad y advertencias para los productos CAMLOG®